

LASER AU THULIUM 1927NM

PZLASER®



Lavandula™

Lavandula™

Lavandula™

# Lavandula™

UNE APPROCHE  
INNOVANTE  
POUR UNE PEAU SUBLIME



Mode de  
glissement


mode  
fractionnaire

Mode privé

N sur-in va siv  
e mode

# Technologie derrière LAVANDULA

Laser au thulium 1927 nm



• La longueur d'onde de 1927 nm est particulièrement efficace pour traiter l'hyperpigmentation avec un risque moindre d'hyperpigmentation post-inflammatoire, ce qui peut être un problème avec les lasers CO2 et Er:glass.

• La longueur d'onde de 1927 nm peut être combinée avec d'autres traitements, tels que les peelings chimiques, pour améliorer les résultats globaux du rajeunissement cutané, offrant une approche plus polyvalente que les lasers CO2 et Er:glass plus agressifs.

## TECHNOLOGIE DE RECONSTRUCTION CUTANÉE PAR MICRO-PEELING

Le principe de fonctionnement du laser thulium est de resserrer les pores, d'atténuer les ridules et de raffermir la peau en stimulant la production de collagène et en induisant sa contraction.

La technologie de reconstruction cutanée par micro-peeling permet de traiter efficacement les cicatrices d'acné et les cicatrices chirurgicales.

cicatrices. Lors de la pénétration, l'hémoglobine des vaisseaux sanguins l'absorbe davantage.

Il agit fortement, ce qui lui permet de coaguler le sang et de traiter les filaments de sang rouge et l'acné.(inflammation). Après un traitement au laser thulium, la régénération de la peau peut être stimulée.

Le derme et l'épiderme contribuent à rétablir l'état sain du derme et à combattre l'inflammation. accélérant ainsi l'absorption et le métabolisme des pigments et permettant d'obtenir un effet blanchissant sur la peau et d'atténuer les taches.

## 4 MODES AVEC 7 APPLICATEURS

une approche synergique agissant sur les couches profondes, moyennes et superficielles de la peau, tout en ciblant les imperfections.



Embout (10 mm) Embout (20 mm) Embout (30 mm)



Mode fractionnaire



Mode glissant



MODE NON INVASIF



MODE PRIVÉ

# Lavandula™

(1927NM LASER THULIUM) produit  
un effet d'éclaircissement nettement amélioré.



Terne  
Complexion



Bien  
Rides



Rougeur



Agrandi  
pores



Acné  
cicatrices



Privé  
Réparation



## MODE NON INVASIF

01 Cette approche permet une pénétration profonde des effets thermiques du laser  
Tout en préservant l'épiderme et en assurant son confort, ce traitement est utilisé pour diverses interventions esthétiques, notamment le lifting du visage et le lifting des sourcils.

## MODE FRACTIONNAIRE

02 Cette approche permet de personnaliser des paramètres tels que l'énergie, la largeur d'impulsion, le motif, et trois types de sondes selon les besoins du traitement. Il permet un traitement multidimensionnel des couches superficielles et profondes grâce à une plateforme unique.

## MODE COULISSANT

03 Cette approche utilise une énergie de traitement plus faible et une fréquence de répétition plus élevée, permettant ainsi à l'énergie du traitement d'être libérée et accumulée de manière uniforme, répartie de façon sûre et homogène sur chaque zone de traitement.

## MODE PRIVÉ

04 En favorisant la formation de collagène et la régénération tissulaire, cette approche  
Améliore la santé intime des femmes et rehausse leur qualité de vie.

QUATRE MODES DE TRAITEMENT



Lavandula™

LE POUVOIR TRANSFORMATEUR DU LASER ESTHÉTIQUE DE 1927 NM.

AVANT ET APRÈS



PARAMÈTRES PRINCIPAUX

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| tension:                   | 220 V CA / 50 Hz , AC110/60H                                                   |
| Pouvoir:                   | 170 VA                                                                         |
| Méthode de réfrigération : | Refroidissement par air                                                        |
| Conditions de travail :    | Température ambiante : 5 à 40                                                  |
|                            | Humidité relative : ≤ 80 %                                                     |
|                            | Pression atmosphérique : 700 kPa ~ 1060 kPa                                    |
| Zone de sortie du spot :   | 5 mm*5 mm, , 5 mm x 6 mm , 6 mm x 12 mm , 6 mm*6 mm, 12 mm*12 mm, 20 mm*20 mm. |